

パクっ太 61 + インターレンズ = パクパクセット 完成



※1 (パクっ太 61 への取り付け例)

顕微鏡用 iPhone 取付けアダプター
インターレンズ MR-6i

iPhone ケース 1 種付属 90,000 円 (99,000 円 税込)

i-NTER SHOT 2 二値っ太 比べっ太
他カメラアプリの無料使用权を含みます



検索 インターレンズ



検索 パクパクセット

双眼ズーム式実体顕微鏡

NEW
登場

パクっ太 61

型式：P-61

108,000 円 税別

「いただきますっ」



検索 パクっ太 61

	EVIDENT (OLYMPUS)	Nikon	マイクロネット製		
実体顕微鏡 性能比較					
	SZ61	SMZ745	パクっ太 61 型式：P-61	パクっ太 61 + インターレンズ パクパクセット	ズン太 2
総合倍率	6.7x ~ 45x	6.7x ~ 50x	6.7x ~ 45x	6.7x ~ ∞	7x ~ 45x
イメージで ...					
一言でいうと ...	いつかはオリンパス	伝統のニコン	時代		相棒
視野の広さ (視野数)	32.8~4.9mm (22)	32.8~4.3mm (22)	32.8~4.9mm (22)	32.8~4.9mm (22)	28.6~4.4mm (20)
作動距離	110mm	115mm	110mm	∞	100mm
重量	4.5 kg	4.5kg	4.3kg	4.3kg	4.0kg
変倍方式	ズームハンドル	ズームハンドル	ズームハンドル	∞	ズームハンドル
保証期間	1 年	1 年	3年保証	3年保証	3年保証
無料貸し出し	メーカーへお問い合わせください		無料貸出あり	無料貸出あり	無料貸出あり
価格	172,600 円 (189,860 円 税込) (価格表調べ)	171,700 円 (188,870 円 税込) (価格表調べ)	108,000 円 (118,800 円 税込)	お得 188,000 円 (206,800 円 税込) ※2 iPhone 本体は付属しません	75,000 円 (82,500 円 税込)

無料貸出
について

オリンパス製実体顕微鏡もしくはニコン製実体顕微鏡をご使用中のユーザー様にパクっ太 61
ならびにパクパクセットの無料貸出を実施いたします。お申し込みはホームページから・・・

検索 パクっ太 61 無料貸出






顕微鏡用アプリ 完成



MICRONET

P-61 完成



- | | | |
|---|---|----|
|  | i-NTER SHOT2
顕微鏡撮影用カメラアプリ | 無料 |
|  | 多層フォーカス
リアルタイム深度合成カメラアプリ | 無料 |
|  | 二値っ太 世界初
リアルタイム二値化変換アプリ | 無料 |
|  | 比べっ太 NEW
サンプルと比較観察できる2画面分割アプリ | 無料 |
|  | ChatGPT
AI アプリ | 無料 |



検索 インターショット2