

# マイクロネット PickUp ピックアップ カタログ

オススメ製品  
をご紹介します！



## オススメ 1 「iPhone で撮って、AI に聞こう。」

iPhone17 対応

無料貸出



<ChatGPT 搭載>顕微鏡撮影用カメラアプリ

i-NTER SHOT 2

(インターショット 2)

## ChatGPT 搭載！！

i-NTER LENS 専用アプリ i-NTER SHOT2 に ChatGPT が搭載！ iPhone で撮影した顕微鏡画像をもとに会話形式で解析やサポートをしてくれる、**世界初の AI アシスタント付き顕微鏡撮影カメラアプリ**です。

特願 2025-265781



顕微鏡用 iPhone 取り付けアダプター

i-NTER LENS (インターレンズ)

価格：90,000 円 税別 (99,000 円 税込)

+ 専用 iPhone ケース (必須)

価格：30,000 円 税別 (33,000 円 税込)

専用 iPhone ケースは<アプリ使用権付き>です



製品の詳細はこちら



※i-NTER LENS の使用には専用 iPhone ケースが必須です

## オススメ 2 「デジカメ撮影装置」

歴代 No.1

「コンデジ部門歴代最多販売数」

無料貸出

## 今、このカメラが熱い！

(旧オリンパス)

OM SYSTEM 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影装置  
TG-7 スーパーシステム

セット価格：168,000 円 税別 (184,800 円 税込)



OM SYSTEM  
TG-7

専用光学アダプター  
NY-TGV スーパーアダプター

デジカメ TG-7 をあらゆる顕微鏡の接眼部・三眼部に  
取り付け可能にする光学レンズアダプターです

標準構成



顕微鏡モード  
設定済み

カメラ付属品

スーパーアダプター

セットサービス品



「ハイスピードモード」搭載

最大で毎秒 480 枚の  
超ハイスピード撮影が可能です。

製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



## オススメ 3 「最高レベルの顕微鏡撮影」

画質 No.1

「もはや芸術作品」

## やっぱり、やばいね！

キャノン製フルサイズミラーレス顕微鏡撮影システム  
EOS R ハイパーシステム

セット価格：330,000 円 税別 (363,800 円 税込)



キャノン製  
フルサイズミラーレスカメラ  
EOS RP

標準構成



顕微鏡モード  
設定済み

カメラ付属品

ハイパーレンズ

セットサービス品



究極の  
ハイパフォーマンスレンズ

最高品質の光学レンズアダプター  
フルサイズカメラ専用 NY-1H

製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



## 実体顕微鏡 2

双眼ズーム式実体顕微鏡

### ズン太 2

無料貸出

3年保証



製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



ひたすら真面目な  
実体顕微鏡

## 実体顕微鏡 1

双眼ズーム式実体顕微鏡

### パクっ太 61

売れちゃってます

無料貸出

3年保証



製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



今こそ替えよう  
新たなスタンダードへ

## 実体顕微鏡 3

新感覚アーム式実体顕微鏡

### MyDesk シリーズ

NEW

3年保証



シリーズ詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



市販モニターアーム使用  
安価で快適な操作感

特徴

- ・総合倍率：7x~45x
- ・WD: 100mm
- ・確かな性能とコストパフォーマンス
- ・安心の3年間保証

価格：75,000 円 税別  
(82,500 円 税込)

特徴

- ・総合倍率：6.7x~45x (ズーム比 6.7)
- ・WD: 110mm
- ・最も標準的で普及度の高い双眼ズーム式実体顕微鏡
- ・安心の3年間保証

価格：108,000 円 税別  
(118,800 円 税込)

特徴

- ・話題のエルゴトロン製モニターアームを使用することで、安価ながら快適な使用感のアーム式実体顕微鏡を実現
- ・LED リング照明、乾電池電源付き
- ・三眼鏡筒モデルなど種類も豊富

価格：96,000 円 税別 ~  
(105,600 円 税込)

## 実体顕微鏡用 LED 照明装置 1

実体顕微鏡用 LED 照明装置

### SIMPLE5

無料貸出

スピード修理保証

最長2年間



製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



- ・1重巻き高輝度 LED
- ・15,000lux 以上
- ・最長2年間の「スピード修理対応保証」付き
- ・光量調整可能

価格：16,000 円 税別  
(17,600 円 税込)

## 実体顕微鏡用 LED 照明装置 2

<垂直照明対応><高照度> LED 照明装置

垂直照明  
サービス中

### W-E PLUS

無料貸出

スピード修理保証

最長2年間



製品の詳細は  
WEB ページを  
ご覧ください。



- ・2重巻き高輝度 LED
- ・50,000lux 以上
- ・垂直照明ユニット対応
- ・最長2年間の「スピード修理対応保証」付き
- ・光量調整可能

価格：21,000 円 税別  
(23,100 円 税込)


## 便利なオプション

乾電池電源

### 乾太 (かんだ)

大人気

大量生産



乾電池で顕微鏡がコードレスに！

乾電池電源 乾太 (かんだ)

- ・単3乾電池8本でLEDリング照明を点灯
- ・エネルギー使用可能
- ・顕微鏡がコードレスになり、近くに電源がない場所でも観察が可能になります

本体のみ

型式：TK-8  
価格 5,800 円 税別  
(6,380 円 税込)

単3電池付き

型式：TK-8S  
価格 7,700 円 税別  
(7,700 円 税込)

無料貸出

... 1週間の無料貸出しを実施中です。  
詳細はホームページから

検索

マイクロネット 無料貸し出し

取り扱い販売店