

無料貸出  
実施中



顕微鏡撮影の

# ニューノーマルへ

見たままを記録し、すぐにシェアする。リモートでつながる。  
新しい時代の新常識を、顕微鏡撮影でも。専用アダプターによる最高の品質で。

**NEW**

**設定済み出荷**

- アクティベーション済み
- アプリインストール済み

通信契約 必要なし

6.1インチ

## iPhone12 顕微鏡撮影セット

1200万画素 **4K** 容量 **256GB**

セット価格：255,000円 税別

**NEW**

**設定済み出荷**

- アクティベーション済み
- アプリインストール済み

通信契約 必要なし

5.4インチ

## iPhone12 mini 顕微鏡撮影セット

1200万画素 **4K** 容量 **256GB**

セット価格：245,000円 税別

**新アプリ登場**

**無料**  
(期間限定)

リアルタイム焦点合成カメラアプリ  
**多層スーパーフォーカス**

オリンパス SZ、ニコン SMZ など  
**実体顕微鏡に本格対応！**

詳しくは裏面へ→

**アクティベーション設定済み出荷／通信契約必要なし**

設定・アプリインストール済みで**すぐ使える**。毎月の**通信費はかからず**に使用できます。

新アプリ登場

無料 (期間限定)



## リアルタイム焦点合成カメラアプリ 多層スーパーフォーカス


実体顕微鏡に本格対応し、精度も大幅に向上！  
焦点ハンドルを回すだけの超・簡単操作

<対応顕微鏡 (一部)>

オリンパス | SZ61 (SZシリーズ), SZX, CX, CKX, BX, IX, BH など  
ニコン | SMZ745/645 (SMZシリーズ), ECLIPSE シリーズ など  
ライカ | S9 (Sシリーズ), M, MZ, DM シリーズ など ... その他



一部にしか  
合わなかったピントが



顕微鏡の  
焦点ハンドルを回すだけで

回すそばから焦点が合成されてく  
やみつきのリアルタイム合成!



**全焦点に!**  
スーパーフォーカス



動画でも紹介中 ↑  
Youtube をひらきます

## iPhone と専用アダプターが実現する 高品質な顕微鏡撮影

iPhone / iPod touch と、顕微鏡用 iPhone 取り付けアダプター  
i-NTER LENS (インターレンズ) により、高品質な顕微鏡イメ  
ージングが可能。目で見える像と遜色のない、高い再現性を誇ります。



iPhone or iPod touch

専用iPhoneケース

i-NTER LENS  
(インターレンズ)

複数枚のレンズで構成された  
光学レンズアダプターです

## 特許取得済みの独自機構

スライド式で簡単に脱着できる独自の機構  
で、撮影と手元操作の切り替えが片手で簡  
単に行えます。機動性と正確な取り付けを  
両立した、唯一無二のアダプターです。

特許第 6452702 号




## 顕微鏡メーカーだけが作れる光学アダプター

顕微鏡用対物レンズの設計・製造技術を結集した作  
品です。正確な顕微鏡像の記録を可能にします。



対物レンズ 50 倍  
と同じ技術水準

で設計された複合レンズ光学系



## あらゆる顕微鏡に取付可能

オリンパス

BX / CX / IX / CKX / SZX  
SZ シリーズ など

ニコン

ECLIPSE / SMZ シリーズ など

ライカ (Leica)

M / S / A / DM シリーズ など

ツァイス (ZEISS)

Axio / Primo シリーズ など



Cマウントへも取り付け可



顕微鏡への取付方法  
取付解説ページを開きます

... その他、メイジ/カートン/ミットヨ/島津理化など

さまざまな顕微鏡の接眼部 (内径 23.2mm / 30mm) をはじめ、Cマウントへ  
も取付け可能 (Cマウントスリーブ 別売: 3,000 円を併用) です。



顕微鏡撮影用カメラアプリ  
**i-NTER SHOT**  
(インターショット)

無料



i-NTER LENS 専用の標準カメラアプリ。

タッチレスシャッター

NEW

### iPhone12 顕微鏡撮影セット

NEW

### iPhone12 mini 顕微鏡撮影セット

無料貸出 (本体込み) 実施中

iPhoneユーザーはこれだけでOK

型式  
カメラ解像度  
ディスプレイサイズ  
容量  
タッチレスシャッター  
構成内容

MR-6i-12  
1,200 万画素  
6.1 インチ Retina ディスプレイ  
256GB (画像約 12 万枚分)  
対応  
A) i-NTER LENS (本体)  
B) スーパースリーブ (φ30 変換)  
C) 専用 iPhone ケース  
(iPod は専用プレート)  
D) iPhone/iPod 本体 (設定済み)  
E) 取扱説明書



MR-6i-12m  
1,200 万画素  
5.4 インチ Retina ディスプレイ  
256GB (画像約 12 万枚分)  
対応  
A) i-NTER LENS (本体)  
B) スーパースリーブ (φ30 変換)  
C) 専用 iPhone ケース  
(iPod は専用プレート)  
D) iPhone/iPod 本体 (設定済み)  
E) 取扱説明書



MR-6i-P7  
800 万画素  
4 インチ Retina ディスプレイ  
32GB (画像約 1.5 万枚分)  
非対応  
A) i-NTER LENS (本体)  
B) スーパースリーブ (φ30 変換)  
C) 専用 iPhone ケース  
(iPod は専用プレート)  
D) iPhone/iPod 本体 (設定済み)  
E) 取扱説明書



MR-6i (インターレンズ)  
専用 iPhone ケース 1 種付属  
(iPhone12 用 / 12mini 用 / 11 用  
/ 第 2 世代 SE, 8, 7 用 / XS, X 用  
/ XR 用 / XS MAX 用 / 8+, 7+ 用  
/ 6s+, 6+ 用 / 6s, 5 用 / 第 1 世代  
SE, 5s, 5 用)



価格

セット価格 **255,000** 円 税別

セット価格 **245,000** 円 税別

セット価格 **135,000** 円 税別

単体価格 **90,000** 円 税別

無料貸出について

iPod touch セット、または i-NTER LENS 単体 (ケース付属) の 1 週間の無料貸出し実施中。  
お申し込み、製品の詳細は取り扱い販売店までお問い合わせください。

取り扱い販売店

マイクロネット株式会社 <http://www.microscope-net.com>

[ TEL ] 048-227-5525 [ FAX ] 0482-27-5526 [ MAIL ] info@microscope-net.com