

「それは、顕微鏡撮影のためのカメラ」

究極の理想「無振動シャッター」。まさに、顕微鏡撮影のためのカメラと言って過言ではない
“伝統のニコン”の新時代を切り開くデジカメ顕微鏡撮影システム誕生。



NY-1S35 (Z5)
or
NY-1S (Z50)
NY-1S WIDE (Z50/ 広視野)



Nikon Z 顕微鏡撮影システム

APS-Cサイズミラーレスカメラ Nikon Z50 スーパーシステム 標準セット価格：235,000円 税別
一般撮影用ズームレンズ付きセット：255,000円 税別

フルサイズミラーレスカメラ Nikon Z5 スーパーシステム 標準セット価格：320,000円 税別
一般撮影用ズームレンズ付きセット：360,000円 税別

150x
対物レンズ
対応

無振動シャッター

機械式シャッターを使わない「サイレントシャッター」モード搭載。リモコン併用で完全振動レスを実現。高倍率でも画像ブレを心配せずに撮影できます。



Nikon Z5 スーパーシステム 2,432万画素 フルサイズセンサー

Nikon Z50 スーパーシステム 2,088万画素 APS-Cサイズセンサー

2つのZシステム

高画質・高品質なフルサイズセンサー搭載のZ5と、アダプターを変更することで広視野撮影も可能なZ50の2機種をラインナップ。



ピント位置を色で見やすく

焦点が合っている場所を色付けして分かりやすく示してくれる「ピーキング」機能を搭載。顕微鏡の焦点調整が格段にしやすくなります。

ニコン製APS-Cサイズミラーレスカメラ Nikon Z50 スーパーシステム

ニコン製ミラーレスデジカメ Z50	設定済み・充電済み	122,500円 税別
NY-1Sスーパーアダプター (NY-1S WIDEアダプターに変更可) [*]		90,000円 税別
Zマウント用アタッチメント NY1S-PZA		16,000円 税別
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円 税別
リモコン ML-L7		4,500円 税別

※デジタルカメラは安価なショップからお求めください 一式 235,000円 税別
一般撮影用ズームレンズ (NIKKOR Z DX 16-50mm) 付きセット：255,000円 税別

ニコン製フルサイズミラーレスカメラ Nikon Z5 スーパーシステム

ニコン製フルサイズミラーレスデジカメ Z5	設定済み・充電済み	208,500円 税別
NY-1S35スーパーアダプター		90,000円 税別
Zマウント用アタッチメント NY1S-PZA		16,000円 税別
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円 税別
リモートコード MC-DC2		3,500円 税別

※デジタルカメラは安価なショップからお求めください 一式 320,000円 税別
一般撮影用ズームレンズ (NIKKOR Z 24-50mm) 付きセット：360,000円 税別

スーパーアダプターとアタッチメント単体での販売も可能です

