



NY-TGV
スーパーアダプター

接眼レンズ部への取り付けにオススメ
三眼鏡筒にも取り付け可能

メーカー協賛
大幅値下げ
無料貸出
実施中



Cマウントへの取付けも可能
(三眼鏡筒)



(別売) 5.5インチカメラ取り付けモニター
DC-55 + 取付け用オプション

タブレットシャッター対応

Wi-Fi 接続でライブビューを見ながらシャッター操作が可能です



Ol.Share
(無料)

OM SYSTEM (旧オリンパス) 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム **TG-6 スーパーシステム**

感心するほどの画質・予想を超える販売数

バイオ・サイエンス分野にも

工業・産業分野にも



取扱説明書付き

あまりにも簡単な顕微鏡撮影

コンデジならではの簡単操作が魅力。取付けもワンタッチ。シャッターを押すだけで最適な設定で自動撮影できるプログラムオート撮影機能搭載



顕微鏡モード搭載

カメラ単体で顕微鏡並の高倍撮影が可能。取り外せない機械部品の撮影、顕微鏡を持ち込めない場所など、あらゆる現場で活躍します



HDMI 外部モニター出力

HDMI ケーブルを使い、高精細かつ高フレームレートのモニター観察が可能。顕微鏡像を大画面に映し出し、細部まで確認することができます

TG-6 スーパーシステム [標準構成]

設定済み・充電済み

OM SYSTEM(旧オリンパス)製デジカメ Tough TG-6	47,000円 税別
ACアダプター F-5AC	カメラに付属
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB	2,000円 税別
液晶観察用ミラー	サービス品
NY-TGV スーパーアダプター	90,000円 税別
+58,000円 → 一式 139,000円 税別	

メーカー協賛価格


標準構成内容



TG-6本体

顕微鏡モード
設定済み

USBケーブル



SDカード



バッテリー/
ACアダプター

カメラ付属品

NY-TGV



スーパー
スリーブ



Cマウント
スリーブ

スーパーアダプター

液晶観察用ミラー



取扱説明書

セットサービス品

OM SYSTEM(旧オリンパス)製 コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム

TG-6 スーパーシステム

大人気の撮影システムが

(カメラ本体・アダプター込)

メーカー協賛価格

大幅値下げ

100台
限定

おかげさまで
1ヶ月で完売につき

再仕入れしました
ご注文はお早めに

TG-6 スーパーシステムが
数量限定で大幅値下げ中!

お使いの顕微鏡に
取り付けできます



構成内容
液晶観察用ミラー
取扱い説明書
SDカード
バッテリー
ACアダプター
USBケーブル
OM SYSTEM TG-6 (旧オリンパス)
顕微鏡取り付けアダプター NY-TGV スーパーアダプター

~~158,000円 税別~~
139,000円 税別

新機種 TG-7 との性能比較

項目	OM SYSTEM TG-6 (旧オリンパス)	OM SYSTEM TG-7
外観		
画素数	1,200万画素	1,200万画素
外部モニター出力	HDMI	HDMI
ワイヤレスリモコン	非対応	対応
動画画質	最大 4K (MOV)	最大 4K (MOV)
スマホ・タブレットシャッター	対応	対応
ACアダプター給電	可能	可能
USB端子	USB microB	USB-C
大きさ	113x66x32.4mm	113.9x65.8x32.7mm
質量	約 253g	約 249g
システム価格	139,000円 税別	158,000円 税別

新製品 TG-7 はリモコンによる撮影が可能になります
人気の TG シリーズをお得に導入できる今しかないチャンスです!