



新アプリ
登場

iPhone16/16Pro
新機種
対応

無料貸出
実施中



お持ちの iPhone に
取り付けできます


専用 iPhone ケース



i-NTER LENS
(インターレンズ)

接眼レンズを外して
取り付けできます

iPhone で撮れるしあわせ 共有したい




NEW
新アプリ①



無料

リアルタイム二値化変換アプリ
ニ値っ太 (にちった)



二値化像をリアルタイムに生成できる
新感覚画像処理アプリ!



顕微鏡用 iPhone 取付けアダプター
i-NTER LENS
インターレンズ MR-6i

アダプター単体 (ケース1個付き) **90,000** 円 税別
(99,000 円 税込)


iPhone 本体付きセットあり 詳しくは裏面へ→

NEW
新アプリ②



無料

顕微鏡用 比較観察カメラアプリ
比べっ太 (くらべった)



比較画像
と
リアルタイム像
を同時に表示

2画面分割で比較観察できるカメラアプリ

「目で見るとより美しい」

iPhone で手軽で高品質な顕微鏡撮影を

一般撮影と同じ感覚で顕微鏡撮影できます。高い色再現性と描写力を誇るカメラ、そのクオリティを惜みなく映し出す Super Retina XDR ディスプレイが、感動的な顕微鏡イメージを生み出します。



便利なスライド取り付け

スライド式で簡単に脱着できる独自の機構を採用（特許取得済み）。撮影と手元操作を自由に切り替えできる、iPhone の利便性を最大限に活かすアダプターです。



特許第 6452702 号

あらゆる顕微鏡に取付可能

- オリンパス**
BX / CX / IX / SZ シリーズなど
- ニコン**
ECLIPSE / SMZ シリーズなど
- ライカ (Leica)**
M / S / A / DM シリーズなど
- ツァイス (ZEISS)**
Axio / Primo シリーズなど



Cマウントへも取り付け可



顕微鏡への取付方法

...その他、メイジ/カートン/ミットヨ/島津理化など

新機能追加!

i-NTer SHOT 2

2

顕微鏡撮影用カメラアプリ (インターショット2) 無料

新機能 1

電子顕微鏡モード

※実際の画像です

2 スケール表示

3 画像にメモ

4 動画録画

【基本機能】

- タッチレスシャッター
- 明るさ・色調整
- ピント拡大
- 目盛り表示

10万ダウンロード突破!

多層フォーカス

無料 (期間限定)

リアルタイム深度合成カメラアプリ

一部にしか合わなかったピントが

焦点ハンドルを回すだけでリアルタイム合成

全焦点に!

新登場 ①

二値っ太

無料

リアルタイム二値化変換アプリ (にちった) 無料

検査や計数作業に便利。任意のしきい値で像を二値化できます。

132

新登場 ②

比べっ太

無料

顕微鏡用 比較観察カメラアプリ (くらべっ太) 無料

リアルタイム像

比較画像

経時変化の比較や合格サンプルとの照合など、画面上で比べながら観察できます。

	iPhone16 顕微鏡撮影セット	iPhoneSE(再生品) 顕微鏡撮影セット
型式	mr-6i-i16	MR-6i-iSE2re 再生品
カメラ解像度	4,800 万画素	1,200 万画素
ディスプレイサイズ	6.1インチ SuperRetinaXDR ディスプレイ	4.7 インチ 環境に優しい
容量	256GB (画像約 12 万枚分)	64GB
構成内容	<ul style="list-style-type: none"> A) i-NTer LENS (本体) B) スーパースリーブ (φ30変換) C) 専用iPhoneケース D) iPhone/iPod本体 (設定済み) E) 取扱説明書 F) USBケーブル G) USB充電器 	<ul style="list-style-type: none"> A) i-NTer LENS (本体) B) スーパースリーブ (φ30変換) C) 専用iPhoneケース D) iPhone/iPod本体 (設定済み) E) 取扱説明書 F) USBケーブル G) USB充電器 <p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 2px;">サービス品 エレコム製USBケーブル・充電器</p>
セット価格	295,000 円 税別 (324,500 円 税込)	127,000 円 税別 (139,700 円 税込)

iPhoneユーザーはこれだけでOK

顕微鏡用 iPhone 取付アダプター
i-NTer LENS 単体 (インターレンズ) 型式: MR-6i

アダプターと専用 iPhone ケースのセット。
すでに iPhone をお持ちの方はこれだけで OK です。

アダプター単体価格: **90,000 円 税別** (99,000 円 税込)
(ケース 1 種付属)

専用 iPhone ケース 1 種付属

(iPhone16用 / 16Pro用 / 15用 / 15Pro用 / SE(第3,第2世代), 8,7用 / 14用 / 13用 / 12用 / 12mini用 / 11用 / XS, X用 / XR用 / XS MAX用 / 8+,7+用 / 6s+,6+用 / 6s, 5用 / SE(第1世代),5s, 5用)

別売 (全種共通) : 25,000 円 税別

アプリ使用権込み

アクティベーション設定済み出荷 / 通信契約必要なし

iPhone 本体は設定・アプリインストール済みですぐ使える。毎月の通信費はかからず使用できます。

無料貸出について
ご使用のiPhoneがあれば、i-NTer LENS (インターレンズ) の無料貸出をご利用ください。詳細はホームページから
検索 **インターレンズ**