

クリップミラー
サービス中

無料貸出
実施中

在庫あり
即納

総合倍率
7~45×

マイクロネット

双眼ズーム式実体顕微鏡

ズン太2 [YS02Z2]

標準セット: **75,000 円** 税別
(82,500 円 税込)

毎月100台の実績!

販売開始以降 15 年間 毎月 100 台以上の出荷を続けている
まじめでしっかりとした実体顕微鏡です。

マイクロネット製 双眼ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 [YS02Z2]

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 20, 本体に視度補正付き)
総合倍率	7×~45× (視野Φ28.6~Φ4.4mm)
W.D.	100mm
オプション	
LED リング照明 SIMPLE5	16,000 円 税別 (17,600 円 税込)
20× 接眼レンズ	2 個 1 組 14,000 円 税別 (15,400 円 税込)
補助対物レンズ 0.5×/2×	各 10,000 円 税別 (11,000 円 税込)

実体顕微鏡の必需品!
クリップミラー

おすすめオプション



マイクロネット製の実体顕微鏡は全て安心の3年間保証

実体顕微鏡用 LEDリング照明装置

SIMPLE5 (シンプルファイブ)

16,000 円 税別
(17,600 円 税込)



ロングセラーの一番人気 LED リング照明

実体顕微鏡の必需品!

クリップミラー

3,500 円 税別
(3,850 円 税込)



マクロ観察をサポートする便利なミラー

すでにマイクロネット製の実体顕微鏡をお持ちの方はこちら


お使いのマイクロネット製実体顕微鏡がアーム式に！

21,000円～

安価な市販モニターアーム

市販品を利用する！

34インチモニター搭載可能



エルゴトロン製
モニターアーム

マイクロネット製 実体顕微鏡



三太シリーズ

伸太シリーズ

ズン太 2

乾電池電源 乾太
TK-8

乾電池電源 乾太
TK-8

LEDリング照明
SIMPLE5

LEDリング照明
SIMPLE5

顕微鏡が、 躍動する！


アーム部分は市販品を利用

VESA モニターアーム 検索

アマゾンから購入できます！

顕微鏡部分は・・・

ズン太 2、三太シリーズ、伸太 T 等
マイクロネット製実体顕微鏡に対応！



新製品 実体顕微鏡 VESAマウンター

安価で種類の豊富な市販モニターアームにマイクロネット製実体顕微鏡を取り付け可能する VESA 規格マウンター

[型式 : VEM-1] 価格 21,000 円 税別 (23,100 円 税込)

<LED 照明>
SIMPLE5
W-E PLUS
4 シーズン
W-4 シーズン
に対応

VEM-1
21,000 円 税別
(23,100 円 税別)

