

Nikon D3500

液晶観察用ミラー
サービス品


NY-1S
or
NY-1S WIDE
(Cマウント専用
広視野タイプ)

あらゆる顕微鏡に
取り付け可能

Nikon 2416万画素一眼レフデジタルカメラ顕微鏡撮影システム D3500 スーパーシステム

マニュアル撮影による本格的な顕微鏡撮影がこの価格で！

148,000 円 (税別)



特徴1 こんなにもお手頃なニコン一眼

本格ニコン一眼レフデジタルカメラの顕微鏡撮影システムが、15万円を切る価格帯で登場。ニコン顕微鏡との相性も抜群です。

特徴2 マニュアル撮影

シャッタースピードを手動で設定するマニュアル撮影専用です。被写体の正確な明るさをコントロールできる本格仕様。

特徴3 WIDE アダプターへ変更可能

NY-1S WIDE とは NY-1S スーパーアダプターより 25% 広い撮影範囲をもつアダプターです。※ Cマウント専用



標準構成

ニコン製一眼レフデジタルカメラ D3500	設定・充電済み	52,000円 (税別)
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円 (税別)
NY-1Sスーパーアダプター		90,000円 (税別)
↑ ※ NY-1S WIDEアダプターへの変更も可能 (広い撮影範囲/Cマウント専用)		
Nikon Fマウント用アタッチメント NY1S-FA		4,000円 (税別)
液晶観察用ミラー		サービス品

一式 **148,000円 (税別)**

オプション

ACアダプターキット (EH-5d + EP-5A)	15,000円 (税別)
BH用固定スリーブ NY-BH	5,000円 (税別)
直管部固定スリーブ NY-JIS	5,000円 (税別)
マイクロメーター (10ミリ100等分もしくは十字クロス) 21φ	各5,000円 (税別)
シャープ製 19インチ液晶テレビ TV-19	35,000円
HDMIケーブル (外部モニター出力が可能になります)	2,000円

スーパーアダプター



カメラ付属品



セットサービス品

