



キヤノン製ミラーレス一眼カメラ顕微鏡撮影システム

Kiss M スーパーシステム

顕微鏡撮影デジカメの定番 EOS Kiss シリーズに軽量コンパクトなミラーレス機が登場。PC につないでコントロールできる無料ソフトがセット。



特徴 1 PC コントロール標準セット

PC 上でシャッターはもちろん、様々な機能が使える専用ソフトウェア [EOS Utility] が付属。USB でカメラと接続。

特徴 2 振動レスで高倍率でも精細な画像

ミラー振動のないミラーレスカメラなら、わずかな振動でも気になる高倍率撮影時に有利です。

特徴 3 WIDE アダプターへ変更可能

NY-1S WIDE とは NY-1S スーパーアダプターより 25% 広い撮影範囲をもつアダプターです。※ Cマウント専用



標準構成

キヤノン製ミラーレス一眼カメラ EOS Kiss M	設定・充電済み	71,700円 (税別)
リモコンシャッター BR-E1		4,300円 (税別)
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円 (税別)
USBケーブル		サービス品
ソフトウェアディスク キヤノン EOS Utility (PCコントロール)		サービス品
NY-1Sスーパーアダプター		90,000円 (税別)
↑ ※ NY-1S WIDEアダプターへの変更も可能(広い撮影範囲/Cマウント専用)		
EOS Mマウント用アタッチメント NY1S-CMA		7,000円 (税別)

一式 175,000円 (税別)

オプション

ACアダプターキット (CA-PS700 + DR-E12)	12,000円 (税別)
マイクロメーター (十字クロスまたは10ミリ100等分)	各5,000円 (税別)
シャープ製 19インチ液晶テレビ TV-19	35,000円 (税別)
HDMIケーブル (外部モニター出力が可能になります)	2,000円 (税別)

スーパーアダプター



カメラ付属品



セットサービス品

