

無料貸出
受付中

「食べたくなるほどの・・・画質」

最新一眼レフデジタルカメラの高精細／高画質なイメージングを、顕微鏡撮影に。


Canon
EOS Kiss X10

NY-1S / NY-1S WIDE
スーパーアダプター

あらゆる顕微鏡に
取り付け可能

キヤノン製一眼レフデジカメ顕微鏡撮影システム

キヤノン X10 Wi-Fiスーパーシステム



デジカメ取付
アダプター

あらゆる顕微鏡に取り付けできる


顕微鏡用デジカメ取り付けアダプターとカメラのセットなので、C マウントをはじめあらゆる顕微鏡への取り付けが可能です。



EOS ユーティリティ
EOS Utility

PC コントロール

PC 上でカメラの設定／撮影／画像の取り込みが可能な PC コントロール機能を搭載。オリジナルディスク付属で、インストールも簡単です。



NY-1S

NY-1S WIDE

WIDE アダプターに変更可能

視野 21.9 相当の広い撮影範囲を誇る NY-1S WIDE アダプターに変更可能です。(WIDE アダプターは C マウント専用です)

標準構成

キヤノン製一眼レフデジカメ EOS Kiss X10	設定・充電済み	114,700円	税別
一般撮影用ズームレンズ [EF-S18-55 IS STM]			サービス品
リモコン BR-E1		4,300円	税別
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円	税別
USBケーブル (パソコンとの接続が可能)		2,000円	税別

ソフトウェアディスク キヤノン EOS Utility (PCコントロール)	サービス品
NY-1S スーパーアダプター	90,000円 税別
↑ NY-1S WIDEアダプターへの変更も可能	
イオス用アタッチメント NY1S-CA	4,000円 税別

一式 217,000円 税別

マイクロネット株式会社 <http://www.microscope-net.com>

〒332-0014 埼玉県川口市金山町 3-2 [TEL] 048-227-5525 [FAX] 0482-27-5526 [MAIL] info@microscope-net.com

無料貸し出し実施中

キヤノン X10 Wi-Fi スーパーシステムの無料貸し出しを実施中です。カメラ本体と顕微鏡取り付け用オプションも入ったフルセットで、届いたらすぐにお試しいただけます。

無料貸し出しお申し込み
はこちらから

お申し込みフォームが開きます



PC コントロール機能 (USB 接続)

人気の PC コントロールが付属。PC 上で観察しながらカメラの設定・撮影・画像の取り込みが可能です。弊社オリジナルのディスクが付属し、オフライン環境でもインストール可能です。※



※通常はキヤノンHPからダウンロードが必要です

簡単操作でハイクオリティな画像

シャッターボタンひとつで瞬時に最適設定の撮影を行うプログラムオート撮影機能を搭載。誰でも簡単にハイクオリティな顕微鏡イメージングが可能です。



タブレットから無線リモート操作

Wi-Fi 無線接続によりタブレットやスマートフォンからライブ映像を見ながらの撮影が可能。撮影した画像をメール・チャットで共有したり、加工・編集もアプリで手軽。



モニター出力まで 4K 画質！

外部モニターへのライブ出力状態でも 4K 画質での出力が可能。大画面・超高画質での観察、供覧が可能になります。



タイムラプス動画の撮影も可能

キヤノン製一眼レフデジカメ顕微鏡撮影システム

キヤノン X10 Wi-Fi スーパーシステム

標準構成

キヤノン製一眼レフデジタルカメラ EOS Kiss X10	設定済み・充電済み	114,700円	税別
一般撮影用ズームレンズ [EF-S18-55 IS STM]			サービス品
リモコン BR-E1		4,300円	税別
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB		2,000円	税別
USBケーブル (パソコンとの接続が可能)		2,000円	税別
ソフトウェアディスク キヤノン EOS Utility (PCコントロール)			サービス品
NY-1S スーパーアダプター		90,000円	税別

↑ NY-1S WIDEアダプターへの変更も可能

イオス用アタッチメント NY1S-CA	4,000円	税別
---------------------	--------	----


一式 217,000円 税別

標準構成内容	カメラ付属品	スーパーアダプター	セットサービス品
X10本体 ズームレンズ バッテリー/充電器 SDカード USBケーブル NY-1S スーパースリーブ Cマウントスリーブ	NY1S-CA アタッチメント NY-1S スーパースリーブ Cマウントスリーブ	PCコントロールDisk (弊社オリジナル) EOS Utility 取扱説明書	

オプション


ACアダプターキット (AC-E6N + DR-E18)	13,500円	税別
BH用固定スリーブ NY-BH (オリンパスBH顕微鏡/写真鏡筒への取付に使用)	5,000円	税別
直筒部固定スリーブ NY-JIS (内径23.2mm外径25mmの鏡筒への取付に使用)	5,000円	税別
マイクロメーター (十字クロスまたは10ミリ100等分)	各5,000円	税別
シャープ製19インチ液晶テレビ TV-19	35,000円	税別
HDMIケーブル1.8m (テレビモニターへの出力が可能)	2,000円	税別

広視野 NY-1S WIDEアダプターに変更可能



付属のアダプターは NY-1S WIDE アダプターに変更可能。デジカメアダプターとして最大級の撮影範囲 (視野数 21.9 相当) を誇る、広視野設計アダプターです。

あらゆる顕微鏡に取り付け可能な NY-1S スーパーアダプター



Cマウント専用の NY-1S WIDE アダプター

