

ベスト  
セラー

無料貸出  
実施中

総合倍率  
7~45×

マイクロネット製

双眼ズーム式実体顕微鏡

# ズン太2 [YS02Z2]

標準セット: **75,000 円** (税別)

## 月間 100 台の実績!

確かな性能とコストパフォーマンスで好評のズン太2。  
その実力は、無料貸し出しで実感してください。

マイクロネット製 双眼ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 [YS02Z2]

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 20, 本体に視度補正付き)
総合倍率	7×~45× (視野Φ28.6~Φ4.4mm)
W.D.	100mm
オプション	
LEDリング照明 SIMPLE5	15,000 円 (税別)
20× 接眼レンズ	2 個 1 組 12,000 円 (税別)
補助対物レンズ 0.5×/2×	各 6,000 円 (税別)



マイクロネットの実体顕微鏡は全て安心の3年間保証

自社製品はもちろん、オリンパス製、ニコン製実体顕微鏡も3年間保証いたします。

総合倍率  
6.7~45×



OLYMPUS

いつかはオリンパス

オリンパス製  
双眼ズーム式実体顕微鏡

### SZ61

<330mm ロングスタンド仕様>

標準セット: **126,000 円** (税別)

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 22)
総合倍率	6.7×~45×
W.D.	110mm
オプション	
LED照明 SIMPLE5	15,000 円 (税別)

総合倍率  
6.7~50×



Nikon

あこがれのニコン

ニコン製  
双眼ズーム式実体顕微鏡

### SMZ745

<330mm ロングスタンド仕様>

標準セット: **138,000 円** (税別)

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 22)
総合倍率	6.7×~50×
W.D.	115mm
オプション	
LED照明 SIMPLE5	15,000 円 (税別)

同焦点・軸調整  
Cマウント  
鏡筒付き



### 同時三視野観察

同焦点・同軸調整機能つき

接眼と三眼が常に同時に観察できる同時三視野設計。光路切り替えの必要がありません。

マイクロネット製  
同時三視野ズーム式実体顕微鏡

**伸太T nobitaT**  
[YS05T]

標準セット: **135,000 円** (税別)

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 22)
総合倍率	6.7×~45×
W.D.	110mm
オプション	
LED照明 SIMPLE5	15,000 円 (税別)

Cマウント  
鏡筒付き



### Cマウント三眼式

マイクロネット製  
Cマウントズーム式実体顕微鏡

**三太 C**  
[YS03C]

標準セット: **90,000 円** (税別)

標準構成	
接眼レンズ	10× (視野数 20)
総合倍率	7×~45×
W.D.	100mm
オプション	
LED照明 SIMPLE5	15,000 円 (税別)



サービス品 内径 23.2mm JIS 鏡筒 (サービス品) と付け替え可能

	OLYMPUS	Nikon	マイクロネット製		
	SZ61	SMZ 745	伸太 T	ズン太 2	三太 C
価格	126,000 円 (税別)	138,000 円 (税別)	135,000 円 (税別)	75,000 円 (税別)	90,000 円 (税別)
総合倍率 (視野)	6.7x ~ 45x (32.8mm~4.9mm)	6.7x ~ 50x (32.8mm~4.3mm)	6.7x ~ 45x (32.8mm~4.9mm)	7x ~ 45x (28.6mm~4.4mm)	7x ~ 45x (28.6mm~4.4mm)
作動距離 (W.D.)	110mm	115mm	110mm	100mm	100mm
重量	4.5kg	4.5kg	4.6kg	4.0kg	4.6kg
三眼鏡筒	なし	なし	同焦点・同軸調整つき Cマウント	なし	Cマウント/ JIS鏡筒
無料貸し出し	○	○	○	○	○
保証期間	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証

マイクロネットの実体顕微鏡は  
産業・研究・教育まで  
様々な現場に導入されています。



実体顕微鏡用 LEDリング照明装置

おすすめオプション

**SIMPLE5** (シンプルファイブ)

**15,000 円** (税別)



実体顕微鏡観察の必需品  
ロングセラーの一番人気 LED リング照明

無料貸出について

全ての実体顕微鏡及び LED 照明装置の 1 週間の無料貸出を実施中です。  
販売店様もしくは弊社ホームページよりお申し込みください。

取り扱い販売店名

さらに詳しい情報

各製品の詳細や無料貸出のお申し込み等は弊社ホームページをご覧ください。右の QR コードを読み込むことで簡単にアクセス可能です。



「実体顕微鏡」ページへ